

NISSIN

総合車いすメーカーとして皆様と歩み半世紀以上
これからもさらなる挑戦を続けていきます

わたしたちは1965年に車いすの製造を始め、
これまであらゆるタイプの車いす及び
医療・福祉関連機器を世の中に送り出し、
たくさんの方に受け入れられてきました。

わたしたち日進医療器は、
使う人 一人一人の立場になって
使い勝手を真剣に考える【製品に対する情熱】と、
長年培われたノウハウの上に
綿密な検査と研究を積み重ねた【高い技術・開発力】の2つを、
ものづくりの重要な要素と捉え、遵守しています。

社員全員がこの2点をふまえて、
すべての方に満足して頂けるような高品質な製品の提供、
すなわち使う方への【確かな安心の提供】を目指し、
努力を重ねてきました。
おかげさまで、わたしたち日進医療器は車いす業界No.1メーカーとして、
多くの皆様から信頼を受けるにいたりました。

これからも、技術革新に日々取り組みながら
【Heartful Technology～人に優しい道具づくり～】をモットーに、
あくまでも【一人一人に合わせた製品造り】に努め、
お応えし続けてまいります。

ISO9001審査登録

日進医療器は国内車いす業界では一番最初にISO9001審査登録をいたしました。(ISO9001登録範囲:車いす・歩行車・ストレッチャー・杖等の介護福祉用品及びこれらの付属品の設計、開発、製造、修理及び改造)



JISマーク認証取得

2009年6月、日進医療器の主要24機種が世界で初めてJISマーク対象手動車椅子に認定されました。2025年10月現在では13機種がJISマーク対象手動車椅子に認定されています。
(JIS:T9201:2016自走用標準形・介助用標準形)
(認証番号:JE0409002<本社工場>・JE0409005<中国工場>)



※JISマーク対象19機種は下に掲載

SGマーク認定工場

安全な製品(Safety Goods)を皆さまにお届けするためにSGマーク認定工場に登録しています。



愛知ブランド企業認定

(認定番号149)

優れた理念、革新的な業務プロセス、企業として独自の強みや環境への配慮、顧客起点のブランド価値形成、等の様々な認定基準のもと、愛知ブランドに認定されております。



愛知ブランド企業認定
愛知県 認定番号 149

JISマーク対象機種(2025年10月現在)

【自走用標準形車椅子(認証番号JE0409002)】

IS-NA-406A・NA-426A・NA-446A・NA-466A

【自走用標準形車椅子(認証番号JE0409005)】

NA-L8 α Cパッケージ・NEO-1・NEO-1W・キックル

【介助用標準形車椅子(認証番号JE0409002)】

NAH-446A

【介助用標準形車椅子(認証番号JE0409005)】

NAH-L7 α Cパッケージ・NEO-2・NEO-2W

アクティブ & スポーツ用コレクション **NACTUS** (ナクタス) **登場**



前に進み続ける人へ。

半世紀以上車椅子づくりを追求し続けてきた日進医療器が、技術を結集したシリーズ、NACTUS。それは強く、軽く、美しい。車椅子ユーザーの快適さを叶える、新たなコレクションです。できることをやるのではなく、やりたいことをやる。行ける場所に行くのではなく、行きたいところに行く。私たちが目指すのは、あなたが人生への情熱を持って前に進み続けることです。NACTUSとともに生きること、毎日はもっと豊かになる。ぜひ、あなたらしさを表現する1台に、出会ってください。



Active model (アクティブモデル)

新素材チタン使用

NCT-FS Muina

補装具車椅子 | モジュラー

軽くて強く、錆びない。
存在感のある輝きが魅力です。

耐荷重 : 100kg
参考重量 : 8.9kg (座クッション含まず)
フォールディング (折りたたみ)
基本価格 : 546,000円～ (非課税)



Photo / オプション仕様



Photo / オプション仕様

スタイリッシュなアルミニウム製フレーム

NCT-FS

補装具車椅子 | オーダーメイド

大径アルミニウムパイプによる
スタイリッシュなクラシックフレーム。

耐荷重 : 100kg
参考重量 : 10.1kg (座クッション含まず)
フォールディング (折りたたみ)
基本価格 : 382,000円～ (非課税)
リジッド (固定)
基本価格 : 382,000円～ (非課税)
フレームカラー : キャンディーオレンジ



Photo / オプション仕様

スタイリッシュさと選択機構のバランス

NCT-VS

補装具車椅子 | モジュラー

独自形状のルーリエパイプによる、
流れるような美しいアーチ形状のベースライン。

耐荷重 : 100kg
参考重量 : 11.2kg (座クッション含まず)
フォールディング (折りたたみ)
基本価格 : 281,000円～ (非課税)
フレームカラー : キャンディーグリーン

世界にただ1台のフィット感のフルオーダータイプ

NCT-AS Urban

補装具車椅子 | オーダーメイド

耐荷重 : 100kg
参考重量 : 10.6kg (座クッション含まず)
フォールディング (折りたたみ) リジッド (固定)
基本価格 : 364,000円～ (非課税)
フレームカラー : キャンディーパープル



Photo / オプション仕様



Photo / オプション仕様

初めての車椅子にも最適なモデル

NCT-MS UP

補装具車椅子 | モジュラー

耐荷重 : 100kg
参考重量 : 11.6kg (座クッション含まず)
フォールディング (折りたたみ)
基本価格 : 189,000円～ (非課税)
フレームカラー : さくら

Sports model (スポーツ競技用モデル)



剛性に優れた、フルオーダー方式による
自分だけの究極の一台。

バスケットボール用車いす

NCT-BT FO

リジッド (固定)
基本価格 : 411,400円～ (非課税)
ホイール未装着車 : 409,960円～ (税込)
キャンパ角 : 14, 16, 18, 20°
<フレームカラー> パウダーコーティング
(RAL5011 BLPL3/AC)
Photo / オプション仕様



スピードのあくなき追求。
勝つための装備。

レース用車いす

NCT-RC C model

フレーム価格 : 980,000円～ (税抜)
<ハンドル・フォークカラー> キャンディーグリーン
Photo / オプション仕様



リフトアップロック機構を省き、
雪上を滑走することに特化した最上級モデル。

チェアスキー

NCT-CK Expert

基本価格 : 741,720円～ (税込)
リフトアップロック機構:なし
ビンディング・スキー板別売
<フレームカラー> アルマイト藍
Photo / オプション仕様

P.2-3に掲載以外にも
多くのアクティブモデル・スポーツ競技用モデルをご用意しております。

NACTUSの詳しい情報はこちら >



Webサイト



Instagram

車いすの主な種類

自走用車いす	介助用車いす	姿勢変換型車いす	電動 車いす
乗車者が自ら操作する車いす	介助者が操作する車いす	スタンダップ車いす 座席昇降車いす リクライニング車いすなど	モーターで動く車いす ジョイスティックなどを操作して車いすをコントロールします。
			

車いす選びのポイント

車いすを選ぶ前に

- 車いすはたくさんの種類があります。
- 車いすに人を合わせるのではなく、人に車いすを合わせることを十分に考慮してください。

Point 1

車いすを快適に使うため、気をつけること。

目的

乗車者にとっての目的を明確にしないと、使い勝手の悪い車いすになってしまいます。

環境

屋外・屋内や、段差や溝が多い環境など使用する場所について考慮された車いすは使い勝手が良くなります。使用環境に適さない車いすは事故や怪我の危険性があります。

将来性

現状だけでなく、先を考慮した車いすの選択をお勧めします。状態や体型は慣れや年齢・生活環境などで変化します。

Point 2

身体に合った車いすを選びましょう。

身体寸法

乗車者の体形に合った車いすを使用することで、こざやすく、姿勢が崩れにくくなります。また、側彎や円背、床ずれなどの2次障害を予防することにもなります。

座位能力

支えなく座れるか、どこに支えがあれば座れるか、などを考慮する必要があります。姿勢は、呼吸や動作などに大変重要な影響を与えます。

Point 3

車いすを使った生活を、もう一度考えてみましょう。

移乗方法

車いすにどのように乗り降りするかを考慮します。安全に、長期間、体に負担がないような移乗をお勧めします。

他の福祉用具や家屋などの環境との整合性

玄関や、トイレ、浴室、ベッド、リフトと同時使用ができるか、など日常生活場面を想定した車いす選びが必要です。

車いすの各部名称



採寸のポイント

Point 1

車いす選びのポイントの項目を考慮し、寸法を決定していきます。

Point 2


除圧に関して車いすと乗車者が接している面すべてで体圧を分散させるように寸法を決めていきます。

Point 3

機能が増えると、重量も増えます。優先順位をつけて、機能を選択してください。

車いすの各部 採寸方法


1 シート幅



シート幅(A) = おしりの幅(B) + ゆとり(C)
※ゆとりは左右各2cm

2 バックサポート高

座った時の座面から脇の高さを測ります。車いすのシートの端が肩甲骨に当たらないようにします。




バックサポートの高さ = 脇の高さ(A) - 7~10cm

3 手押しハンドル高




手押しハンドル高 = 介護者のへそ高さ

4 シート奥行




シート奥行 = おしりの後 ~ 膝裏(A) - 5~7cm



5 アームサポート高


高すぎる場合 低すぎる場合



アームサポート高 = 肘を直角に曲げた高さ + 0~2cm



8 フットサポート・シート間距離



膝裏から足裏までの長さに合わせます。車いすフィティング時に微調整します。

6 前座高

自走の場合 タイヤの大きさや移乗方法で決めます。

介助の場合 介助しやすい高さで決めます。

屋外用 フットサポート裏と地面の間隔が5cm以上

7 後座高

前座高と合わせて決めます。

安定 姿勢が安定している場合は、
後座高 = 前座高 - 約2~3cm

安定 姿勢が安定していない場合は
後座高 = 前座高 - 約3~5cm

※座面角をつけすぎると円背などの危険性が発生したり、移乗が難しくなったりします。

9 キャスタール径

大径 長所 ●段差が乗り越えやすくなります。
●量など柔らかい路面で走行しやすくなります。

短所 ●小回りが利きにくくなります。

小径 長所 ●小回りしやすくなります。
●硬い路面での走行がスムーズになります。

短所 ●柔らかい路面や段差に弱い。

10 駆動輪(主輪)径

大径 長所 ●段差が乗り越えやすくなります。
●量など柔らかい路面で走行しやすくなります。

短所 ●小回りが利きにくくなります。
●車いすの全長が長くなります。

小径 長所 ●小回りしやすくなります。
●硬い路面での走行がスムーズになります。


短所 ●柔らかい路面や段差に弱い。

自 走


こぎ方

ハンドリムのこぎ始め位置を握った時に肘関節角度約120度が目安です。

右図のように、円を描くようにこぐと、最もこぎやすくなります。



※シート幅やタイヤの大きさ・肘関節の可動域など条件があります。




外での注意(傾いた道でのこぎ方)

傾いている側に力を入れ、車いすが道の低い方へ曲がらないようにこぎます。普通のこぎ方では低い方に曲がってしまいます。

路面の状況による 走行方法


段 差



- ① 段差の直前で停車します。
 - ② 段差に対して直角にキャストをあてます。
 - ③ 身体を前傾させ(おしりの位置は奥深く)ハンドリムを強くこいで前進してください。
- ※勢い良く段差に当てても越えることはできません

坂 道


坂道では、前傾の姿勢で前向きに上り、下る場合は前傾の姿勢でハンドリムでブレーキをかけながら後ろ向きに下るのが基本です。



上がる時は前向きで。下る時は後ろ向きで。

グレーチング

グレーチング(側溝を埋める金網など)を通過する場合は、右図の様にグレーチングに対して斜めに進入してください。





介 助

押し方

介助者が車いすの手押しハンドルを握り、進行方向へ押します。急発進・停止は、乗車者に不快感を与えます。

声をかけるなどの配慮をお願いします。



外での注意(傾いた道での押し方)

傾いている側の手に力を入れて、車いすが低い方へ曲がらないようにして押します。普通の押し方では低い方に曲がってしまいます。

路面の状況による 走行方法

段 差




- ① 段差の直前で停車します。
- ② 手押しハンドルを引きながら同時にティップインレバーを踏み、キャストを上げます。
- ③ 段差に主輪を当てます。
- ④ 手押しハンドルを持って車いすを持ち上げ段差を乗り越えてください。

坂 道

坂道では、前傾の姿勢で前向きに上り、後ろ向きに下るのが基本です。

警告 坂道を前向きで下ると乗車者が前方へ転倒したり、前方へズレたりして大変危険です。



上がる時は前向きで。下る時は後ろ向きで。


グレーチング

グレーチング(側溝を埋める金網など)を通過する場合は、右図の様にグレーチングに対して斜めに進入してください。




車いすでの事故を防ぐために十分にご注意ください。 ⚠ 取扱説明書をよくお読みになり、ご使用ください。車いす使用前に、点検を行ってください。


移乗時



ブレーキのかけ忘れによる転倒




ブレーキノブやフットサポートなどに引っかかり、転倒




タイヤの空気圧不足やタイヤの摩耗でブレーキが利かず、転倒

駆動・移動中



急な立ち上がりによる転倒

段差



段差を前向きで下り、転倒

段差



段差につまずき、転倒



裸足で車いすに乗り、車いすや壁などに接触し、怪我をした

坂道




下り坂で、前方転倒

坂道



上り坂での後方転倒

坂道



坂道の横断やUターン時の側方転倒


道路で

段差



車道から歩道への移動途中で、歩道の段差につまずき、転倒

溝や踏切



片流れ路面での、側溝への転落

溝や踏切／グレーチング



グレーチングや踏切へのキャスター挟み込み

その他

車いすが乗車者に適合して
いない為に、姿勢が崩れ、転落

車いすのブレーキが外れ、動きだし、
溝などに転落

介助者が目を離したすきに、姿勢の崩れから、
バランスを崩し、転倒

2次障害を予防するために

床ずれ予防

床ずれを予防するために、クッションの使用をお勧めします。車いす用クッションは、座圧を分散させるだけでなく、振動吸収や姿勢の保持に効果があり、通気性の良いものや温度が上がりにくいものもあります。

生活不活発病

生活不活発病を予防する為に、歩行の困難な方であっても、昼間は出来るだけ臥床を避け、座位を保つことをお勧めします。毎日のリハビリテーション等により手足の運動をお勧めします。

側彎・円背予防

乗車者に適合した車いすやクッションを使用することをお勧めします。

脊椎症

ティルト・リクライニング車いすを使用される場合は、ヘッドサポートを必ずご使用ください。

カタログの見方

カタログ
ご利用の際の
お願い

- 製品のお取り扱いにつきましては、取扱い説明書を十分ご理解のうえ、ご使用ください。
- 製品についてご不明な点がありましたら、お近くの販売店にお問合せください。
- 品質向上のため、製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- オプションは車いすに装着して購入の場合は非課税、単品購入の場合は課税となります。
- 製品・シート色等は印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。予めご了承ください。
- カタログに掲載の寸法や重量の値には、製造の都合上、多少の誤差がありますのでご了承ください。

Aluminium standard model

NEO-1 00175-000322

耐100kg 77,100円(非課税)

タックルブレーキ 折りたたみ式 固定 折りたたみ式 PU バンド 折りたたみ式

自走用

高品質&リーズナブルな自走用車いす。
ノーバンク(ハイボリマー)タイヤ装備。

■車いす寸法

100 63 90 40 22 40 41 22 41 6 PU

シート幅 40cm 前座高 43cm 重量 12.7kg

JISマーク

JISマーク対象(2025年10月現在)の手動車椅子に、JISマークを記載しています。
(JIS-T9201:2016 自走用標準形・介助用標準形)
※オプション装着時、セミオーダー対応時はJISマーク対象外となる場合がありますのでご了承ください。
※認証取得以前製造品の在庫状況等により、JISマークを貼付していない製品が出荷される場合がありますのでご了承ください。


QAPマーク

福祉用具臨床的評価事業による認証(QAP)の車いすに、QAPマークを記載しています。
福祉用具臨床的評価事業は、実際の利用者の状態や使用場面を想定する臨床的な側面から、福祉用具の利便性(使い勝手)や安全性等を評価し、認証された福祉用具を情報提供する、公益財団法人テクノイデ協会による事業です。

希望小売価格

掲載価格は2025年10月時点のものです。
(課税対象品の購入には消費税が課税されます。)
※諸事情により価格が変更となる場合もありますのでご了承ください。

寸法表示



単位は cm です。(キャスト・車輪はインチ表記です)

シート幅表記について

シート幅 38・40・42cm

左の表記の場合、シート幅が3種類から選択できます。その場合、大文字が標準サイズとなります。

⚠️ ご注意

- シート幅とは座る際の有効幅を表します。座面シート布地幅の実寸を表すものではありません。
- 「アームサポートはね上げ式」車いすはその構造上、特に座面シート布地の実寸が狭くなります。ご注文の際に、ご確認下さい。

例)座幅40cm表示の場合、アームパイプ内々寸法を40cmとしていますので、実際の座面の有効幅は40cmありますが、シート布地幅はマイナス6～7cmとなります。

装 備

ブレーキ

PP PPN

PPブレーキ PPNブレーキ

NISSINの特許製品で、レバーを押しても引いてもブレーキがかかります。 PPブレーキのコンパクトタイプです。

PPS アルミ タックル

PPSブレーキ アルミタックルブレーキ

PPブレーキの機能を持った最も小さなブレーキです。 アルミ製の引きかけ式ブレーキです。

タックル

タックルブレーキ

引きかけ式のブレーキです。

コンパクトドラム

コンパクトドラムブレーキ

内蔵式の介助ブレーキで、コンパクトながら、しっかりとした制動力を発揮します。

介助ブレーキ(バンド式)

介助ブレーキ(バンド式)

外効式の介助ブレーキです。

介助ブレーキ(押さえ式)

介助ブレーキ(押さえ式)

タイヤ表面にバーを押し当てて制動する介助ブレーキです。

介助足踏みブレーキ

介助足踏みブレーキ

介助する方が後ろから足で操作するブレーキです。

バックサポート／アームサポート／フット・レッグサポート各機能

バックサポート固定式

バックサポート固定式

背もたれが固定式です。

バックサポート折りたたみ式

バックサポート折りたたみ式

背もたれが折りたたみ式です。

バックサポート張り調整式

バックサポート張り調整式

面ファスナーベルトでシートの張りを調整できます。

3Dバックサポート

3Dバックサポート

身体をやさしく、立体的に支え、快適な座り心地を実現します。

シート幅調整式

シート幅調整式

工具を使わずに、シート幅を調整できます。

アームサポート固定式

アームサポート固定式

肘台が固定式です。

アームサポートはね上げ式

アームサポートはね上げ式

肘台がはね上げ式です。

アームサポート着脱式

アームサポート着脱式

肘台をワンタッチで取り外すことができます。

アームサポート高さ調整式

アームサポート高さ調整式

肘台の高さを調整できます。

ヘッドサポート着脱可能

ヘッドサポート着脱可能

ヘッドサポートを取り外すことができます。

ヘッドサポート高調整可能

ヘッドサポート高調整可能

ヘッドサポートの高さを調整できます。

フット・レッグサポート挙上式

フット・レッグサポート挙上式

脚部の角度を無段階に調整できます。(エレベーター式)

フット・レッグサポート開閉着脱式

フット・レッグサポート開閉着脱式

脚部を外側に開閉でき、且つ取り外すことができます。

フット・レッグサポート スイングイン・アウト式

フット・レッグサポート スイングイン・アウト式

脚部を内側にも外側にも開閉でき、且つ取り外すことができます。

フットサポート／キャスト／タイヤ

ジョイントフットサポート

ジョイントフットサポート

内側に折り込むことができる二重折れのフットサポートです。

フットサポート角度調節式

フットサポート角度調節式

フットサポートの角度を調節できます。

PUキャスト

PUキャスト

クッション性が高く、乗り心地が向上します。

クッションキャスト

クッションキャスト

クッション性が最も高く、乗り心地が向上します。

ソリッドキャスト

ソリッドキャスト

アインチのソリッドキャスト輪です。

ノーバンクタイヤ

ノーバンクタイヤ

駆動輪・主輪タイヤがノーバンク式。空気の補充が不要でバンクの心配がありません。

その他

座面高調節式

座面高調節式

座面高の変更ができます。(変更には専門業者による作業が必要です。)

シートカラー表示

■シートカラー(基本色)



上の表記の場合、表示色の中からシートカラーを選択できます。

また、オーダー対応の機種については **P152-153** に掲載のシートカラーより選択できます。(料金及び納期がかかります。)

CONTENTS

NACTUS (ナクタス)	2		
車いすの選び方	4		
車いすの採寸の仕方	5		
車いすの使い方	6		
カタログの見方	8		
オーダーメイド車いす	10		
モジュラー車いす	11		
生産拠点	12		
フレームカラー	151		
シートカラーサンプル	152		
索引	154		
会社概要	157		

Index 索引	154	索引
車いす・福祉用具がアルファベット順・あいうえお順に検索できます。		
(SHIN) ULTRA series シン・ウルトラ/ウルトラシリーズ	13	シン・ウルトラ
3Dバックサポートの快適さを調整なしで多くの方へ、いちばんにおすすめしたい車いすです。		
Zaou (X) series 座王X・座王シリーズ	24	座王X・座王シリーズ
3Dバックサポートの自動調整・簡単調整で快適な座りごちを実現する車いすです。		
Light-Weight model 軽量車いす	28	軽量車いす
日常生活での持ち運び等に便利な軽量タイプモデルです。		
Tilt/Reclining model ティルト/リクライニング車いす	31	ティルト/リクライニング車いす
座面やバックサポートの角度を調整でき、座位姿勢を変化させることのできる車いすです。		
Seating position system 座位保持	39	座位保持
座り姿勢を保持するための機器。		
Kids model キッズモデル	44	キッズモデル
子供用の車いす及びバギー。		
Electrical model 電動車いす	56	電動車いす
電動で走行や座面の昇降などができる車いすです。		
Special Type model 特殊型車いす	73	特殊型車いす
起立機構つき車いすや携帯用車いすなど。特殊な用途や環境で使用する車いすを集めました。		
Aluminum Standard model アルミ製スタンダード車いす	77	アルミ製スタンダード車いす
アルミフレームの最も一般的なモデルです。在宅用としても施設用としても幅広く普及しています。		
Steel Standard model スチール製スタンダード車いす	89	スチール製スタンダード車いす
フレームがスチール製の一般的な車いすです。		
Care/Welfare equipment 介護・福祉用具	91	介護・福祉用具
歩行器・シャワーチェア・杖など。		
Stretcher&Cart ストレッチャー・防災用品・カートなど	107	ストレッチャー・防災用品・カートなど
各種ストレッチャー・回診車など。		
Optional parts 車いすオプションパーツ	121	車いすオプション
車いすの機能をより充実させるオプションや部品のご案内。		

オーダーメイド車いす

世界でたったひとつの車いす「オーダーメイド」
それはニッシンの最も得意とする分野です。

当社では国内工場の選ばれたものだけがオーダーメイド車いすを組み上げることを許されており、まさに車いす造りのプロフェッショナル集団が従事しています。厳しい材料チェックから始まり、高技能を要するTig溶接、各部の剛性感、質感の造り込みなどの組み立て工程を、各分野専門の熟練した技術者の手によって実施。さらに、その仕上がり具合を検査員が入念にチェックする確実な品質管理のもと、喜びと責任と誇りをもって、一台一台、丹精を込めて仕上げています。全てはお客様一人一人の満足のために、そして世界にたったひとつしかない、世界で一番お客様ご自身にあった車いすをご提供します。



オーダーメイド製作例

補装具車椅子
オーダーメイド

サイズだけでなく、形状やパイプの素材、太さ等も指定できるオーダーメイドです。座る姿勢に合わせた寸法でフレームを製作することができます。当社ならではの細かな対応が可能です。標準的なタイプ、ティルト、リクライニング、大人用から子供用まで、様々なオーダーメイド車いすによって、ひとりひとりのご要望にお応えします。

Custom Made

オーダー例
介助用車いす



Custom Made

オーダー例
自走用車いす



Custom Made

オーダー例
自走用車いす



ゼロワン 超軽量01フレーム

超高強度の超薄肉パイプを
使用した超軽量タイプ。
ロングセラーのオーダーメイド車いす。

重量も軽く、駆動も軽い。日常生活の負担を軽減します。
少しでも軽く移動がしたい方、車への積み込みを自身で
される方に最適です。

ご注文の際は、障がいの程度、車いすの操作能力、使用環境
などを考慮の上、超軽量01フレームの特性と耐久性について
十分ご理解していただくようお願いします。



Custom Made

超軽量01フレーム
(オーダーメイド)

基本価格 183,700円～ (非課税)

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

補装具車椅子
オーダーメイド

PHOTO/01フレーム参考仕様
フレーム：ベーシックブルー
(参考重量)6.9kg

モジュラー車いす

短納期で
完成!

完成する
車いすの
イメージが
しやすい

さまざまな
機能を
選択できます

機能を選択して、シート幅をはじめとする各部の寸法を指定。

完成する車いすのイメージがしやすく、

身体と生活空間に適合する車いすが

オーダーメイド車いすに比べ短納期で完成します。



コンパクトなティルト式モジュラー車いす

ゼット Zモジュール ティルト式

補装具車椅子
モジュラー

コンパクト形状のティルト式 モジュラー車いす。

NISSIN独自のレール式ティルト機構で、剛性があり安定感に優れた車いすを製作します。折りたたみにはエックス機構を採用し、簡単に折りたたむことができます。

基本価格 **284,200円～** (非課税)

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

自走用

PHOTO / 自走用製作例
(参考重量) 20.8kg (座クッション含まず)



介助用

PHOTO / 介助用製作例
(参考重量) 17.9kg (座クッション含まず)

エヌ Nモジュール

補装具車椅子
モジュラー

フレーム形状は決まっていますが、サイズや機能をさまざま選ぶことができます。標準型のようなタイプから、フットレグサポートの挙上式まで多くの選択肢を取り揃えています。



自走用

PHOTO / 自走用製作例
(参考重量) 15.6kg (座クッション含まず)



自走用

PHOTO / 自走用製作例
(参考重量) 15.0kg (座クッション含まず)



自走用 **Nモジュール自走用** 基本価格 **96,000円～** (非課税)

介助用 **Nモジュール介助用** 基本価格 **90,000円～** (非課税)

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

電動Nモジュール

補装具電動車椅子
簡易形モジュラー

ヤマハのジョイスティック式電動走行ユニット JWG-1を装着しており、電動での走行が可能です。



22インチ

16インチ

電動Nモジュール20・22・24インチ

基本価格 **533,800円～** (非課税)

電動Nモジュール16インチ

基本価格 **527,800円～** (非課税)

安定した生産体制と高い品質管理

日進医療器は国内2工場・ベトナム1工場・韓国1工場・カリフォルニア(USA)1工場
 の他、中国にも「常州中進医療器材股份有限公司」と「中進医療器材泰州有限公司」
 をもち、さらなる安定生産と品質向上に努めています。海外においても国内と同等の
 厳しい品質管理基準のもと、高品質で安心・安全な製品づくりが行われています。

本社工場 敷地面積／3,963㎡ 工場面積／5,826㎡

日本産業規格認証取得工場(認証番号:JE0409002)

JIS:T9201:2016 手動車椅子 自走用標準形・介助用標準形



Nテックセンター

2024年より稼働。
 最新の製造・試験設備を備えた
 NISSINの新しい生産拠点です。




屋上全面に太陽光パネルを設置。
 再生可能エネルギーも活用した生産
 活動を行っています。

所在地／愛知県北名古屋市熊之庄

敷地面積／4,495㎡

工場面積／6,325㎡

NISSINの生産ネットワーク



常州中進医療器材股份有限公司

所在地:中国江蘇省常州市

敷地面積:45,333㎡ 工場面積:11,000㎡

テフ ラインランドにてISO13485審査登録

ISO9001登録範囲外

日本産業規格認証取得工場

(認証番号:JE0409005)

JIS:T9201:2016 手動車椅子

自走用標準形・介助用標準形



中進医療器材泰州有限公司

所在地:中国江蘇省泰州市

敷地面積:19,930㎡

工場面積:8,860㎡

NQAにてISO13485審査登録

ISO9001登録範囲外



Colours 'N Motion, Inc.

所在地:U.S.Aカリフォルニア州

ISO9001登録範囲外



NISSIN MEDICAL VIETNAM COMPANY LIMITED

所在地:ベトナム ドンナイ省

敷地面積:10,980㎡

工場面積:5,401㎡

索引		NISSIN 車いす・福祉用具総合カタログ Vol.20	
INDEX		索引	
シリンウルトラシリーズ	シリンウルトラ	座王X座王シリーズ	座王X座王
軽量車いす	リクライニング車いす	キッズモデル	電動車いす
座位保持	特殊型車いす	アルミ製スタンダード車いす	スチール製スタンダード車いす
介護・福祉用具	ストレッチャー！ 防災用品 カートなど	車いすパーツ	車いす
O	01フレーム	A	ABS_Head/Neck/Pelvis AD-6106R
B	BFP-*** BSW5 ボディサポート	C	canvas CAPTAIN2 Carewill レインウェア Cub
E	EMC-260 EMC-260T EMC-270 EMC-270T EMC-660 EMC-670 EMC-960 EMC-970 EMC-MR1 e-MOSAIC eクッション	F	Fキャリアー
G	GAIA G-Guard-II G-Guard-IIパッケージ G-Guard-III Gift2 GYRO	I	iS iS-G
J	J2クッション J3バック JAYシリーズ JWG-1 JWX-2	K	KALU* KF-1 ヒールループ KF-10 車輪カバー KF-11 車いすカバー KF-12B ガートル掛け KF-13 取り外し式ガートル掛け KF-15* ノブ付ハンドリム KF-17 スポークカバー KF-2/2S アンクルストラップ KF-20R リクライニング用ボンベ架 KF-20RW KF-20S/S2 ボンベ架 小 KF-21* (車いす用介助ブレーキ) KF-26R ボンベ架 KF-27 フットサポートカバー KF-28 マルチボンベ架 KF-29* 転倒防止装置 KF-3 泥除け KF-30 収納式・高さ調整式 転倒防止装置 KF-31* 回転式転倒防止装置付 足踏み式ブレーキ KF-32 転倒防止装置 KF-4* テーブル KF-40* 滑り止めハンドリム
KF-41 ヘッドサポート KF-43 あすなろベルト KF-46* 足踏み式ブレーキ KF-5 Yベルト KF-50 ヘッドサポート KF-51 ヘッドサポート KF-6A 折り返しマジックベルト KF-6B カーバックルベルト KF-6C ブラバックルベルト KF-7 杖入れ KF-7BM 杖入れ KF-8B ガートル掛け KF-9 フロント取付式ガートル掛け KF-9B ガートル掛け KICKLLE	10 43 120 139 147 41 45 140 55 70 70 70 70 70 71 71 71 42 145 138 77 131 131 26 40 41 69・78 78 149 149 149 66 68 28～ 136 138 138 142 142 126 125 136 142 33 142 132 35 133 142 34・134 138 80・134 34・35・134 63 141 126	L	L-fit LGS-TR1 Light6 L型バルブアダプター
M	MB01201* (マイバディイージーヘッド) MOKURIN MOSAIC MP100DSH MRI室用車いす・ストレッチャー MS-III PRO MuAtsuクッションNX2 myride	N	NA-400シリーズ NA-406A NA-406FO NA-406W NA-426A NA-426FO NA-426W NA-446A NA-446FO NA-446W NA-466A NA-466W NA-506W NACTUS(グズズ) NACTUS(車いす) NAH-207 NAH-446* NAH-L7α*パッケージ NAH-L7αW Aパッケージ NAH-NT2W NAH-SU1 NAH-SU2W NAH-SU7・Hi NAH-SU7・Lo NAH-SUG1 NAH-UC・Hi NAH-UC・Hi電動 NAH-UC・Lo NAH-UC・Lo電動 NAH-X521W NAH-XF5 NA-L8α*パッケージ NA-L8αW Aパッケージ NALタイプ(枕) NA-NT2W NA-SU1
NA-SU2W NA-SU7・Hi NA-SU7・Lo NA-SUG1 NA-U2W・BG NA-U6 NA-X521W NA-XF7 NBST-210D/DB NBST-210E/EB NBST-211FS-D/DB NBST-212D/DB NBST-215 NBST-225EB-L NBST-240N-L NCT-*** NEO-0レザー NEO-1 NEO-1+G-Guard-IIパッケージ NEO-1W NEO-1β NEO-1βW NEO-2 NEO-2W NEO-2β NEO-2βW NEO-3α NEO-4α NEO-10αW NEO-PR NEO-PRリクラ NF-1 NHR-11 NHR-15 NHR-15B NHR-16 NHR-7 NHR-7B NISSIN×Phiten No.95-04 No.95-05 No.95-06 No.95-11 NRC-L1 NRC-S1 NSW-10 Nツアラール Nモジュール	17 18 19 60 22 22 26 24 108 109 109 111 110 113 113 2・3 89 88 131 88 86 87 88 89 86 87 35 35 34 58 57 89 37 37 37 38 36 36 137 99 99 99 99 119 119 104 74 11	P	PASEO PGタイプ(枕) PIGLEOII PIGLEIO Tilt+ PIGLEIO TILTⅢ PILOT2 PILOT2モジュール p!nto モールドシート Piro Racing 車椅子レインコート PT3タイプ(日除け)
R	RAKUWAネック Ray Redwood-Ⅲ Rookie	S	SS* STB-07

INDEX

索引

STBタイプ(枕)	134
T TKクッションうすかる	144
TY049-J30	118
TY070E	141
TY070L	141
TY101-1	98
TY101P	98
TY102-1	98
TY103	98
TY120	99
TY120-1	99
TY120D	99
TY120D-1	99
TY120LB	99
TY121D	99
TY125	98
TY125L	98
TY125P	98
TY126F=815/900	97
TY126F-1	97
TY126F-2	97
TY127S	97
TY130	101
TY130-1	101・103
TY131	101
TY131-1	101・103
TY132*L/*S	101
TY132B-1	101
TY132LB-1	101
TY133B/NB/RD	101
TY134	101
TY135D	103
TY141	100
TY141-1	100
TY142-1	100
TY142DL-*/DS-*	100
TY142L/S	100
TY148	103
TY150-1	102
TY150ND*	102
TY154-1	102
TY154D*	102
TY155-1	102
TY155SO*	102
TY156-1	102
TY156-2	102
TY156-3	102
TY156DX-*	102
TY156L/M/S	102
TY157	94
TY157B	94
TY157B-SL	95
TY157B-SLG	95
TY157F	94
TY157RHB-SL	94
TY160FL	95
TY160FM	95
TY160FS	95
TY160L	95
TY160M	95
TY160S	95
TY208*	118
TY217*	114
TY222ESS/ESSN	115
TY225*	112
TY225ESS	115

TY225ESSB	115
TY226*	112
TY229FS*	111
TY231*	117
TY234/234D	116
TY235	117
TY415-*	120
TY416-*	120
TY430*	118
TY500	106
TY506	106
TY506T	106
TY523	103
TY524	103
TY535E/DX/DXE	104
TY558=*	105
TY558-1~12	105
Tシャツ	139
V V-TRAK	122
Vステッキ	98
Z Zモジュール	11

あ アームサポートパッド	135
アイイス	69・78
アウルキッズ/アジャスタブル	146
アウル CARE	146
アクティブチェア(EMC-960/970)	71
あすなろベルト	136
合わせてパッチン/DX	102
アンダーアームクラッチ	103

い イージーヘッド	150
------------------	-----

う ウィットマイヤーPRO	149
ウォーターチェア	34
うすかる	144
ウルトラシリーズ	20~

え エアリー	14・28
エヌツアラ	74
エヌモジュール	11
円座	147
エンゼルフットガード	136

か ガイア	77
カーシート	40
ガートル掛け(車いす用)	142
回診車	120
片手駆動式	81
カブ	55
軽e(かるいー)	62
カルナナルファ/ダブル	28~
カルハチアルファ/ダブル	28~

き キックル	80
ギフト2	40
キャスタ(車いす用)	127・128
キャブテンツ	45
キャンバス	41
吸水サラサラパッド 車いす用/ベッド用	147

く 空気入れ	139
クッション(車いす用)	143~150
グリップ(車いす用)	137
車いすカバー KF-11	138
車イス体重計	120
車いす用テーブル	141
車いす用モールドシート	43

け ケアウィル レインウェア	140
-----------------------	-----

こ 工業用ベルト	136
これべんり 軽量タイプ	141

さ サイドサポートクッション	150
座王X・座王シリーズ	24~
さくら樹脂ホイール	123
ささえ愛	106
サマーシールドPB日除け	49・138

し ジーガードスリー	26
ジーガードツー	131
シーティングバギー(STB-07)	54
シートカラーサンプル(車いす用)	152
ジェイシリーズ	149
ジャイロ	41
車輪・タイヤ(車いす用)	122
車輪カバー KF-10	138
シャワートローリー・ストレッチャー	116

索引

シンウルトラ
ウルトラ
シリーズ座王X・座王
シリーズ

軽量車いす

テイル
リクライニング
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製
スタンダード
車いすスチール製
スタンダード
車いす介護・
福祉用具ストレッチャー!
防災用品
カーテンなど車いす
オフショ
ン
パーツ

INDEX

索引

	ジャンパー	139	ふ	フォームグリップ	135	
	シン・ウルトラシリーズ	14～19・60		フットサポート(車いす用)	133・134	
	診察台	118		フットサポートカバー	133	
				ブラットホームクラッチ	103	
す	スタンダップチェア	76		ブレーキ(車いす用)	129～132・134	
	ストレータス	147		フレームカラーサンプル(アルミ車いす用)	151	
	ストレッチボディベルト	135	フロッグレッグス	128		
	スピナジー	123	へ	ヘッドサポート	150	
	スポークカバー	124・125		ベビーストレッチャー	117	
	スポーツ用車いす	3		ベルト(車いす用)	135・136	
	スマートフォンホルダー	137				
せ	背シート名入れ	142	ほ	ホイールバッグ	123	
	ゼットモジュール	11		ポケット(車いす用)	137	
	セフティワンS	102		ボディサポート BSW5	147	
	ゼロワンフレーム	10		ボンベ架(車いす用)	33・35・142	
ち	チェアスキー	3	ま	まあべんり	97	
	超軽量01フレーム	10		マイバディ イージーヘッド	150	
つ				マキタ(空気入れ)	139	
	杖入れ KF-7/7BM	138		枕(車いす用)	134	
て	ティッピングキャップ	138	み	ミズノフルカーボンホイール	123	
	ティッピング用足踏みペダル	138		ミニ平行棒	106	
	テーブル(車いす用)	141	む	ムアツクッションNX2	143	
	展示台(杖用)	99		め	メイウオーク4	55・93
	電動Nモジュール	11			メリディアン	147
	電動スタンダップチェアII	64			も	モクリン
				モザイク		42
と	どこでもさすべえ固定式	138	ゆ	ユニバーサルネット	137	
	ドリンクホルダー	137		ら	ライトニングホイール	128
	トレウオーク	92	ライトホイール		123	
	トレウオークスリム	92	ライフケアテーブル		106	
	泥除け KF-3	138	楽作		105	
		ラクワネック	137			
な	ナーシングカート	120		ラプトンE	145	
	ナクタス(グッズ)	123・137・139	り	リフレア	145	
	ナクタス(車いす)	2・3		リフレックス	147	
	名前シール(T字杖用)	99		る	ルーキー	40
		れ			レイ	77
に	ニッシン×ファイテン		137	レインコート	140	
				レスキューカー	119	
ね	ネームプレート		142	レッドウッド-Ⅲ	32・38・54	
	ネオ-PR		58	ろ	ロホ・エアライト3	148
	ネオ-PRリクラ	57	ロホ・クワッドロセレクト		148	
	ネックレス	137	ロホクッション		148	
			ロホ・スマートチェック		148	
		ロホ・ハイブリッドエリート	148			
の	ノーバンクタイヤ(車いす用)	14・28・122・123	わ	ワンストップブレーキ	130	
は	パイプアームサポートカバー	138				
	パイプカッター(杖丈調節用)	99				
	ハイポリマータイヤ	122・123				
	パイルベルト	136				
	パイロットツウ	46				
	パイロットツウモジュール	46				
	パセオ	70				
	バックサポート名入れ	142				
	パナレーサー	122・139				
	バリアフリースケール(検定付)	120				
	バンド(T字杖用)	99				
	ハンドリム	126				
	ひ	ビグレオツウ	48			
		ビグレオティルトスリー	50			
ビグレオティルトプラス		52				
日除け		138				
ピロ レーシング 車椅子レインコート		140				



日進医療器株式会社

会社概要 (2025年10月現在)

名 称	日進医療器株式会社
代 表 者	代表取締役 松永 圭司
創 立	1964年2月28日
資 本 金	5,000万円
従業員数	150人
本社所在地	愛知県北名古屋市沖村権現35番地の2



Nテックセンター 敷地面積／4,495m² 工場面積／6,325m²
(愛知県北名古屋市熊之庄)



本社工場 敷地面積／3,963m² 工場面積／5,826m²
日本産業規格認証取得工場(認証番号:JE0409002)JIS:T9201:2016 手動車椅子 自走用標準形・介護用標準形

INFORMATION

NISSIN WEB SITE

日進医療器のウェブサイト

新製品の詳細案内から車いす情報、カタログダウンロードなど、
役立つ情報満載のウェブサイトをご用意しています。
ぜひアクセスしてみてください。



日進医療器 企業ホームページ/
各種製品ご案内
<https://www.wheelchair.co.jp>



アクティブ&スポーツ車いす
「NACTUS(ナクタス)」
<https://nactus.jp>



営業拠点

本 社 〒481-8681 愛知県北名古屋市沖村権現35番地の2
TEL 0568-21-0635 (代) FAX 0568-23-2787

東京営業所 〒112-0011 東京都文京区千石2丁目2-1
TEL 03-3943-5200 (代) FAX 03-3943-5222

大阪営業所 〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里6-16-10
TEL 06-6323-8265 (代) FAX 06-6326-2554

九州営業所 〒812-0876 福岡県福岡市博多区昭南町2丁目3-8
TEL 092-513-5036 (代) FAX 092-513-5038

海外関連会社



Colours 'N Motion, Inc.
(U.S.A.)
※ISO9001 登録範囲外



NISSIN Co., Ltd.
(韓国)
※ISO9001 登録範囲外



常州中進医療器材股份有限公司
(中国)
※テュフ ラインランドにてISO13485審査登録
※ISO9001 登録範囲外



NISSIN MEDICAL VIETNAM
COMPANY LIMITED
(ベトナム)