



くるま あんぜん りよう
車いすを安全にご利用いただくために

くるま しよう さい
車いすを使用の際は、
かき じこう ちゆうい
下記の事項にご注意ください。




フットサポート（足置き台）
うえ た
の上に立たないでください。




さゆう ちゆうしゃ かくじつ
左右の駐車ブレーキを確実に
の お
かけて乗り降りしてください。




も くるま
タイヤを持って車いすを
こがさないでください。




くるま
車いすをひろげるときに、
ざ よこ した
座シートパイプの横や下に
て い
手を入れないでください。

上記注意事項の他に、製品の取扱説明書に記載の注意事項も必ずおまもりください。