

2023年12月吉日

お取引先各位

日進医療器株式会社 営業部
愛知県北名古屋市沖村権現 35-2
TEL:0568(21)0635
FAX:0568(23)2787

NEO-PR45、NEO-PR60 仕様変更のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、NEO-PR45、NEO-PR60 の仕様を変更することとなりましたのでご案内申し上げます。仕様・互換性等の詳細は下記をご確認ください。

今後もより一層お客様に安心してご利用いただける製品をご提供できるよう努力していく所存でございますので、これまでと変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

	旧仕様	新仕様
名称/品番 写真	コントローラ/ NEO-0105-0 	コントローラ/ NEO-0505-0 
名称/品番 写真	操作ボックス/ NEO-0201-0 	操作ボックス/ NEO-0601-0 
変更時期	2024年1月1日ご注文分から	
変更理由	電装系部品メーカーの仕様変更により	
互換性	車いすへの取り付けは可能ですが、コントローラと操作ボックスは同時に交換してください。	
備考	旧部品も当分は販売いたしますが、在庫がなくなり次第新仕様に変更となります。 今後、NEO-PR リクラ 45、NEO-PR リクラ 60 の仕様変更も予定しております。まだ先になりますので、詳細が確定しましたらご案内いたします。	

以上